

## Gebrauchsanweisung für die Probenahme

**So entnehmen Sie die Probe für die DNA-Analyse:**

**WASCHEN SIE IHRE HÄNDE VOR JEDER (!) PROBEENTNAHME**

1. Nehmen Sie eine Bürste aus der Plastetüte.
2. Drehen Sie die Bürste für 3-5 Sekunden an der Innenseite einer Backe des Hundes.

3. Lassen Sie die Bürste für 2 Minuten an der Luft trocknen. Sie können sie dazu auch in eine Tasse stellen, damit sie keine anderen Oberflächen berührt. Die Bürste muss dabei nach oben zeigen!

4. Stecken Sie die Bürste in einen der mitgelieferten Umschläge, und füllen Sie diesen aus. Bitte schreiben Sie den Eigentümer des Hundes auf den Umschlag. Bitte vermerken Sie auch darauf, wenn die Person, die den Test bezahlt hat eine andere war.

---

**Fertigen Sie 3 Bürsten je Hund an!**

**Stecken Sie die Bürsten NICHT wieder in die Plastiktüten!  
Bitte benutzen Sie für jede Bürste einen separaten Briefumschlag!**

**Welpen müssten einen Monat alt sein, bevor sie getestet werden können!**

**Bitte beachten Sie:**

**Um Verunreinigungen der Bürsten mit Futter zu vermeiden, geben Sie dem Hund mindestens eine halbe Stunde vor Entnahme der Proben kein Futter mehr! Dies betrifft auch Muttermilch bei noch gesäugten Welpen. Futter kann die Darstellung der DANN im Labor verhindern!**

---

**Senden Sie die Proben zurück an:**

**DOGenes Inc.,  
161 Sherin Ave.,  
Peterborough, ON., K9J 7V5  
CANADA**

**Vielen Dank für Ihre Bestellung!**

**Senden Sie die Ergebnisse bitte an: (Name and address)**

**Email:** \_\_\_\_\_

**NOTE TO INTERNATIONAL CUSTOMERS: CUSTOMS DECLARATION SHOULD READ: "DOG DNA- NON PATHOGENIC" VALUE = \$2.00**