

MODE D'EMPLOI POUR L'ÉCHANTILLONAGE

Voici comment faire pour prendre un échantillon pour une analyse d'ADN.

LAVER VOS MAINS AVANT CHAQUE ANIMAL

1. Retirer une brosse de la pochette en plastique
2. Tourner la brosse sur la joue (pas sur les gencives juste au-dessus des dents) ceci ne doit prendre que 5 secondes.

3. Laisser la brosse sécher à l'air pour deux minutes. Vous pouvez la placer dans une tasse afin qu'elle ne touche aucune autre surface. Laisser la brosse tourner vers le haut.

4. Placer la brosse dans une enveloppe qui est fournie. Remplir l'information sur l'enveloppe. Veuillez écrire le nom des propriétaires sur l'enveloppe. Si le nom est différent de celui des personnes qui paient pour le test, veuillez l'indiquer.

Préparer 3 brosses/ chien- NE PAS REMETTRE LES BROSSES DANS LES SACHETS EN PLASTIQUE.

****Veuillez placer une brosse par enveloppe ****

LES CHIOTS DOIVENT AVOIR UN MOIS POUR FAIRE L'ECHANTILLONNAGE.

Veuillez prendre note : Afin d'éviter la contamination par les aliments sur la brosse, veuillez ne pas nourrir une demi heure avant l'échantillonnage. Ceci inclus le lait maternel. Les aliments en conserve peuvent inhiber la synthèse de l'ADN en laboratoire.

ENVOYER LES BROSSES A :

DOGenes Inc.,
161 Sherin Ave.,
Peterborough, ON., K9J 7V5

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Retourner les résultats à: (nom et adresse)

Email : _____

N.B AUX CLIENTS INTERNATIONAUX :

LA DECLARATION EN DOUANE DOIT LIRE : **"DOG ADN NON PATHOGENE VALEUR = \$2.00**

Echantillonnage