

INSTRUKTIONER TIL PRØVETAGNING

Her er, hvordan du skal tage prøven til DNA-analyse:

VASK DINE HÆNDER, FØR DER TAGES EN PRØVE FRA HVERT DYR

1. Fjern en børste fra plastikposen.
2. Drej børsten rundt i kinden et par gange (ikke gummerne over tænderne). Dette skulle kun tage omkring 5 sekunder.

3. Lad børsten lufttørre i tre minutter. Du kan placere den i en kop, så den ikke rører ved andre overflader. Efterlad børsten med hovedet opad.

4. Placer børsten i en konvolut, stillet til rådighed. Udfyld informationen på konvolutten. Skriv venligst ejernes navn på konvolutten. Hvis det ikke er den samme person som den, der betaler for testen, så indiker venligst dette.

Forbered 3 børster/hund - LÆG IKKE BØRSTER TILBAGE I PLASTIKPOSER

****Forbered venligst en børste per konvolut.****

HVALPE SKAL VÆRE EN MÅNED GAMMEL, FØR DE KAN TESTES

Bemærk venligst: For at undgå madforurening på børsten, så undgå fodring i mindst en halv time før prøven tages. Dette inkluderer modermælk. Mad kan hæmme syntesen af DNA i laboratoriet.

SEND børster til:

DOGenes Inc.,
161 Sherin Ave.,
Peterborough, ON., K9J 7V5
CANADA

TAK FOR DERES BESTILLING

Send resultaterne tilbage til:

Navn: _____

Adresse: _____

Tlf. nr. _____

E-mail: _____

NOTE TIL INTERNATIONALE KUNDER:
TOLDERKLÆRINGEN SKAL SIGE: **“DOG DNA - NON PATHOGENIC” VALUE = \$2.00**

“HUNDE-DNA - IKKE SMITSOMT” VÆRDI = 2.00\$