

## INSTRUCTIES VOOR HET AFNEMEN VAN DE MONSTERS

U neemt op de volgende manier een monster voor de DNA-analyse:

WAS ELKE KEER UW HANDEN VOORDAT U EEN MONSTER NEEMT

1. Haal een borsteltje uit het plastic zakje.
2. Houd het borsteltje stevig tegen de binnenkant van de wang en draai het rond (niet tegen het tandvlees boven de tanden). Draai het 3 tot 5 keer rond.

3. Laat het borsteltje twee minuten aan de lucht drogen. U kunt het in een kopje zetten zodat het niet met andere oppervlakken in aanraking komt. Zorg dat de borstelkant naar boven wijst.

4. Doe het borsteltje in de meegeleverde envelop. Vul de informatie op de envelop in. Schrijf de naam van de eigenaar op de envelop. Geef het aan als dit een andere naam is dan de persoon die de test betaalt.

---

### Gebruik 3 borsteltjes per hond - DOE DE BORSTELTJES NIET TERUG IN HET PLASTIC ZAKJE

**\*\*Gebruik voor elk borsteltje een aparte envelop.\*\***

**PUPPY'S MOETEN MINSTENS ÉÉN MAAND OUD ZIJN ALS EEN MONSTER WORDT AFGENOMEN**

Let op: Om te voorkomen dat het borsteltje met voedsel wordt verontreinigd, mag de hond een half uur vóór de monsternamen niet eten. Dit geldt ook voor moedermelk. Voedsel kan de synthese van DNA in het laboratorium verstoren.

---

### STUUR de borsteltjes naar:

DOGenes Inc.,  
161 Sherin Ave.,  
Peterborough, ON., K9J 7V5, Canada

Stuur de uitslagen aan:

naam: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

tel. nr.: \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

## DANK VOOR UW BESTELLING

NOTE TO INTERNATIONAL CUSTOMERS:  
CUSTOMS DECLARATION SHOULD READ: " **DOG DNA- NON PATHOGENIC**" VALUE = \$2.00

**Octrooi aangevraagd, Internationaal.**