

## PROVTAGNING INSTRUKTIONER

### Så här tar du ett prov för DNA-analys:

#### TVÄTTA HÄNDERNA INNAN PROVTAGNING PÅ VARJE NYTT DJUR

1. Ta ut en provsticka ur plastförpackningen
2. Gnugga provstickan på insidan av kinden (inte tandköttet ovanför tänderna). Gnugga 3-5 gånger.

3. Låt provstickan lufttorka i två minuter. Du kan placera den i en kopp så att den inte kommer i kontakt med några andra ytor. Provtagningsytan ska peka uppåt.

4. Placera provstickan i det bifogade kuvertet. Ange information utanpå kuvertet. Var god skriv ägarens namn på kuvertet. Om det är någon annan än ägaren som betalar för testet, vänligen ange det.

---

#### Förbered 3 provstickor/hund – STOPPA INTE TILLBAKA PROVSTICKORNA I PLASTFÖRPACKNINGARNA

**\*\*Stoppa bara i en provsticka i varje kuvert.\*\***

VALPAR SKA HA Fyllt EN MÅNAD INNAN PROVTAGNING

Obs: För att undvika föroreningar på provstickan, ge ingen mat på en halvtimme innan provtagningen. Det gäller även modersmjölk. Mat kan hämma DNA-syntesen i laboratoriet.

---

#### SKICKA provstickorna till:

DOGenes Inc.  
161 Sherin Ave.  
Peterborough, ON, K9J 7V5  
CANADA

Skicka tillbaka resultaten till:

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

RD -testet (renal dysplasi): Patentsökt, internationellt

**TACK FÖR DIN BESTÄLLNING**